

ERBE EIP 2 – POMPA DI LAVAGGIO PER ENDOSCOPIA



ERBE EIP 2 TIENE PULITO IL CAMPO OPERATORIO, CONSENTENDO UNA VISUALE MIGLIORE E OTTIMIZZANDO L'EFFETTO DI CHIRURGIA HF

Con la pompa di lavaggio EIP 2 si esegue il risciacquo del tessuto da trattare, che viene ripulito da fibre, residui di cibo, coaguli o sangue. In particolare in endoscopia, il risciacquo consente di ottenere una buona visuale del campo operatorio. EIP 2 può essere attivato in parallelo come risciacquo intestinale, oppure può essere utilizzato come integrazione alla diagnosi e alla terapia, eliminando così la necessità, dispendiosa in termini di tempo e personale, di dovere ricorrere a un catetere di lavaggio supplementare.



Dopo il risciacquo della parete dell'organo, buona visuale sul tessuto da trattare, applicazione di chirurgia HF migliorata

I vantaggi del risciacquo ai fini dell'effetto della chirurgia HF sui tessuti

Gli effetti di adesione al tessuto durante il taglio e la coagulazione vengono ridotti grazie al tessuto inumidito. Con la visuale libera sul campo operatorio e quindi anche su eventuali sanguinamenti, è possibile eseguire l'emostasi/la coagulazione in modo mirato ed efficace.

ERBE EIP 2 può essere attivato tramite comando a pedale oppure direttamente sull'apparecchio. Il pannello di comando risulta estremamente pratico grazie ai tre tasti di impostazione rapida della potenza di lavaggio al 30, 50 o 80%. Questi valori possono essere modificati e memorizzati dal singolo operatore.



I vantaggi dell'EIP 2 in un unico colpo d'occhio

- ✦ Buona visuale sull'area da trattare
- ✦ L'effetto della chirurgia HF risulta pertanto
 - mirato
 - realizzabile in modo sicuro
 - applicabile a potenza ridotta

DATI TECNICI



Tipo di pompa	Pompa peristaltica a rulli
Modalità d'esercizio	continua

Funzionamento pompa

Attivazione	Controllo tramite comando a pedale e tramite interfaccia utente sull'apparecchio
Portata	A impostazione variabile tramite interfaccia utente dell'EIP 2. 3 tasti di impostazione rapida (preimpostati a 30, 50 e 80 %)
Portata massima con set di tubi flessibili	Visualizzazione di 500 ml/min come 100 %

Dimensioni e peso

Dimensioni senza pannello superiore pompa	Larghezza: 205 mm, altezza: 125 mm, profondità: 170 mm
Dimensioni con pannello superiore pompa	Larghezza: 205 mm, altezza: 125 mm, profondità: 210 mm
Peso	4 kg

Allacciamento elettrico

Tensione di rete	220-240 V~
Frequenza di rete	50 Hz

Classificazione

Classe di protezione	Modello 220-240 V~, classificazione ai sensi della EN IEC 60601-1: classe I, tipo CF
Classificazione prodotto medicale	IIb, Classificazione secondo la direttiva CE 93/42/CEE

Numeri d'ordine

EIP 2 **10325-000**

Set di tubi flessibili **20325-001**
(collegabile al raccordo di lavaggio dell'endoscopio flessibile)



CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA
SINTESI VASCOLARE
COAGULAZIONE CON ARGON PLASMA
CRIOCHIRURGIA
IDRODISSEZIONE

ERBE Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Telefono +39 02 6474681
Telefax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
www.erbe-italia.com

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Telefono +49 7071 755-0
Telefax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
www.erbe-med.com



ERBE

Perfection for Life