




## MODE CLASSIC COAG

POUR UNE PREPARATION ET UNE DISSECTION PRECISES.

2 RECTUM SURGERY			
Guide / progs.	Monopolar receptacle		
Mode <b>AUTO CUT</b>	Mode <b>CLASSIC COAG</b>		
Effect <b>4</b>	Upmax:430Vp 	Upmax:1430Vp 	Effect <b>2</b>
max. watts <b>120</b>			max. watts <b>50</b>



# LE MODE CLASSIC COAG. LA REPOSE AUX EXIGENCES CLASSIQUES DE LA CHIRURGIE VISCERALE ET CARDIAQUE.

Le mode CLASSIC COAG des appareils VIO 300 D et VIO 300 S a été spécialement conçu pour cette discipline. Il a été optimisé pour une préparation et dissection atraumatiques sans contact. Dès l'amorce de la coupe, le mode CLASSIC COAG s'adapte à la variation des caractéristiques tissulaires. Les effets de carbonisation, la lésion thermique latérale des bords de la coupe ainsi que l'adhésion tissulaire sur l'électrode sont réduits à un minimum grâce à une faible génération d'étincelles.



Préparation de l'artère mammaire avec une lésion thermique faible.

Ces caractéristiques prédestinent le mode CLASSIC COAG aux applications telles que la chirurgie viscérale et cardiaque et offrent une nouvelle qualité de sélectivité lors de la préparation et la dissection de couches tissulaires.



Préparation sélective couche par couche lors d'une résection sigmoïdale.

## Les avantages d'un coup d'oeil :

- ✦ Préparation et dissection précises et spécifiques à la couche tissulaire
- ✦ Amorçe de coupe immédiate
- ✦ Faible génération d'étincelles, coupe sans contact, atraumatique et indépendante de la constitution du tissu
- ✦ Faible lésion thermique latérale des bords de la coupe et des couches tissulaires
- ✦ Un minimum de carbonisation et d'effets de collage de l'électrode sur le tissu
- ✦ Caractéristiques hémostatiques sélectives sur le tissu



Le mode CLASSIC COAG est intégré en mode standard dans les appareils VIO 300 D à partir de la version 2.2.1 et les appareils VIO 300 S à partir de la version 2.0.

**ERBE Medical S.à.r.l.**  
Z.A.C. Sans Souci  
470 Allée des Hêtres  
F-69760 Limonest  
Téléphone 0478649255  
Télécopie 0478661643  
erbe@erbe-france.com  
[www.erbe-france.com](http://www.erbe-france.com)

**ERBE Elektromedizin GmbH**  
Waldhoernlestrasse 17  
72072 Tuebingen  
Allemagne  
Téléphone +49 7071 755-0  
Télécopie +49 7071 755-179  
sales@erbe-med.de  
[www.erbe-med.com](http://www.erbe-med.com)



# ERBE

La perfection au service de l'homme