


PER LA RESEZIONE E LA VAPORIZZAZIONE IN NaCl:
BIPOLAR CUT++.

1 BIPOLAR RESECTION

Guide / progs. MF receptacle

Mode	Mode
BIPOLAR CUT++	BIPOLAR SOFT++
Effect 5	Effect 6
Upmax: 390Vp	Upmax: 155Vp




BIPOLAR CUT++: IL „PLUS“ PER IL TAGLIO E PER L'EMOSTASI.

BIPOLAR CUT++ assicura una nuova qualità di taglio per la resezione della prostata, della vescica o dell'utero.

I vantaggi:

- ✦ Rapido innesco dell'arco elettrico, incisione immediata (senza pressione meccanica sul tessuto)
- ✦ Regolazione dell'intensità dell'arco elettrico, da cui creazione omogenea e regolata dello stesso (con erogazione della sola energia necessaria)
 - Effetti di vaporizzazione uniformi e riproducibili
 - Sicurezza per il paziente, emostasi omogenea
 - Riduzione dei costi operatori (grazie alla minore usura delle anse)
- ✦ Azionamento immediato grazie alla funzione „Plug and play“
- ✦ BIPOLAR CUT++ è compatibile con tutti i più comuni resettoscopi bipolari

Con AUTO CUT, HIGH CUT e DRY CUT, il sistema VIO dispone anche di sperimentate modalità di resezione unipolare.



Dotate il vostro VIO 300 D dell'adattatore per resezione bipolare MAGIC BOX e dei nuovi relativi cavi.

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Telefono +49 7071 755-0
Telefax +49 7071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.com

ERBE Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Telefono +39 02 6474681
Telefax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
www.erbe-italia.com



BIPOLAR CUT++ con dosaggio automatico della potenza per la resezione bipolare in NaCl.



Rapida creazione dell'arco elettrico.



Effetto omogeneo durante la vaporizzazione di strutture tissutali.



ERBE

Perfection for Life