

**STIMULATEUR ELECTRIQUE POUR LA LOCALISATION
INTRAOPÉRATOIRE DE STRUCTURES NERVEUSES ET
MUSCULAIRES – FAIBLE RISQUE DE BLESSURES,
MEILLEUR RÉSULTAT OPÉRATOIRE.**



ERBE

Perfection for Life

APPLICATIONS DE L'APPAREIL ERBE NT 2 ET DONNEES TECHNIQUES.

La localisation ciblée de structures nerveuses permet de réduire le risque de blessures lors d'interventions à caractère sensible. Préservation des nerfs, optimisation du résultat post opératoire, meilleure fonctionnalité et meilleure évolution de l'état de santé du patient.

Les domaines d'application d' ERBE NT 2

- ✦ stimulation musculaire p. ex. en cas d'atrésie anale (chirurgie pédiatrique)
- ✦ localisation de structures nerveuses essentielles en
 - Chirurgie maxillo-faciale, ORL, chirurgie plastique et autres
 - interventions près de ou sur la parotide
 - curage des ganglions lymphatiques axillaires ou du cou
 - nerf moteur de l'épaule lors de la dissection du cou
 - nerf fémoral
 - navigation en excisions tumorales et reconstructions

Références articles

ERBE NT 2	10142-000
Manche porte-électrodes Neurotest	20190-148
Electrode argent	20191-079
Electrode neutre à usage unique (CDT 20)	20142-200
Câble pour électrode neutre, 5 m	20142-100
Kit de fixation pour VIO sur APC 2/NT 2/VEM 2	20180-134

Données techniques

Alimentation électrique	via ERBE VIO (NT 2 alternativement à APC 2/VEM 2)
Raccordement équipotentiel	oui
Forme de l'impulsion	négative
Durée de l'impulsion	au choix 50 ms/330 µs
Fréquence de l'impulsion	2 Hz
Type de stimulation	intensité continue
Courant de stimulation	0,5 mA/1–25 mA, par pas de 1 mA
Tension de stimulation	en fonction de l'impédance jusqu'à 100 V
Canaux de stimulation	1
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	410 x 80 x 370 mm
Classification selon la directive 93/42/CEE	II b
Type selon EN 60 601-1	CF

ERBE Medical S.à.r.l.
Z.A.C. Sans Souci
470 Allée des Hêtres
F-69760 Limonest
Téléphone 0478649255
Télécopie 0478661643
erbe@erbe-france.com
www.erbe-france.com

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne
Téléphone +49 7071 755-0
Télécopie +49 7071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.com



ERBE

Perfection for Life